


Pab De Coelho Anti-Phospho-Egfr-Y998 Para Wb, Elisa - P00533

Número do item: CM0000424



introdução

Anticorpo policlonal de coelho anti-Phospho-EGFR-Y998 para Western blot e ELISA. Detecta EGFR humano fosforilado em Y998; adequado para pesquisa em oncologia e sinalização celular. Validado em amostras humanas. Peso molecular de 134 kDa. SWISS P00533.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	pAb de coelho anti-Phospho-EGFR-Y998
Observações/Alias	ERBB; ERBP; HER1; mENA; ERBB1; PIG61; NISBD2; Phospho-EGFR-Y998
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	1956
GeneID	1956
Imunógeno	Peptídeo sintético: Peptídeo sintético fosforilado na região de Y998 do EGFR humano (NP_005219.2)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Fosforilados
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P00533
Peso da Proteína	134kDa
Envio	Bolsa de gelo