

Phospho-Eif4E-S209 Coelho Pab - P06730

Número do item: CM0001582



introdução

Phospho-eIF4E-S209 Coelho pAb para Western blotting e ELISA, que detecta eIF4E humano e de camundongo fosforilado na serina 209. Ideal para pesquisas sobre iniciação da tradução, exportação de mRNA e câncer.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Phospho-eIF4E-S209 Coelho pAb
Observações/Apelido	CBP; EIF4F; AUTS19; EIF4E1; eIF-4E; EIF4EL1; Phospho-eIF4E-S209
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	1977
ID do Gene	1977
Imunógeno	Peptídeo sintético Um peptídeo fosforilado sintético ao redor da S209 do eIF4E humano (NP_001959.1).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Fosforilados
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	P06730
Peso Proteico	25kDa
Envio	Saco de gelo