


Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Fosfo-Eif4Ebp1 (S65) Para Wb, Elisa - Q13541

Número do item: CM0001051



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho fosfo-específico de alta qualidade direcionado ao eIF4EBP1 fosforilado em Ser65, validado para Western blot e ELISA. Reage de forma cruzada com espécies humana e murina. Ideal para estudos de regulação da tradução.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo Monoclonal de Coelho Anti-Fosfo-eIF4EBP1-S65
Observações/Apêndice	BP-1; 4EBP1; 4E-BP1; PHAS-I; Fosfo-eIF4EBP1-S65
Espécie	Humana
ID do Gene (Humano)	1978
ID do Gene	1978
Imunógeno	Peptídeo Sintético Um peptídeo fosforilado sintético em torno de S65 do Fosfo-EIF4EBP1-S65 humano (NP_004086.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Fosforilados
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	Q13541
Peso Proteico	13kDa
Envio	Em saco de gelo