


Anticorpo Policlonal Fosfo-Eif4Ebp1 (T37/T46) Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q13541

Número do item: CM0001319



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra eIF4EBP1 fosforilado (T37/T46) para WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Validado em humano, rato, camundongo. Regula a iniciação da tradução via mTORC1; chave para pesquisa em câncer e metabolismo.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Fosfo-eIF4EBP1-T37/46 pAb de Coelho
Observações/Apelido	BP-1; 4EBP1; 4E-BP1; PHAS-I; Fosfo-eIF4EBP1-T37/46
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	1978
ID do Gene	1978
Imunógeno	Peptídeo sintético: Um peptídeo fosforilado sintético em torno de T37 & T46 do eIF4EBP1 humano (NP_004086.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Fosforilados
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q13541
Peso Proteico	13kDa
Envio	Em saco de gelo