


Mab De Coelho Contra Phospho-Eif4Ebp1-T37/T46 Para Wb E Elisa - Q13541

Número do item: CM0000658



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho fosfo-específico direcionado à fosforilação de eIF4EBP1 em T37/T46. Validado para WB e ELISA em amostras humanas e de rato. Essencial para o estudo da sinalização de mTORC1 e regulação da tradução.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Phospho-eIF4EBP1-T37/T46 Rabbit mAb
Observações/Apelidos	BP-1; 4EBP1; 4E-BP1; PHAS-I; Phospho-eIF4EBP1-T37/T46
Espécie	Humano, Camundongo, Rato
ID do Gene (humano)	1978
Imunógeno	Um peptídeo fosforilado sintético ao redor de T37&T46 da EIF4EBP1 humana
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Fosforilados
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Rato
SWISS	Q13541
Peso Molecular da Proteína	13kDa
Envio	Bolsa de gelo