


Fosfo-Eif4Ebp1-T45 Pab De Coelho Para Western Blot - Q13541

Número do item: CM0001458



introdução

Anticorpo policlonal de coelho específico para fosfo-eIF4EBP1 (T45) para Western blot. Detecta eIF4EBP1 humano fosforilado em Thr45, um repressor chave de tradução na sinalização mTORC1.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Fosfo-eIF4EBP1-T45 pAb de Coelho
Observações/Apelido	BP-1; 4EBP1; 4E-BP1; PHAS-I; Fosfo-eIF4EBP1-T45
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	1978
ID do Gene	1978
Imunogénio	Peptídeo sintético específico para fosfo correspondente aos resíduos circundantes ao Thr45 do eIF4EBP1 humano
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Fosforilados
Aplicação	WB
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	Q13541
Peso da Proteína	13kDa
Envio	Saco de gelo