


## Phospho-Eif4G1-S1108 Pab De Coelho Para Wb, Elisa - Q04637

Número do item: CM0001570



### introdução

Anticorpo policlonal de coelho específico para phospho-EIF4G1 (Ser1108) validado para WB e ELISA. Detecta EIF4G1 endógeno em amostras humanas, de camundongo e de rato, apoiando pesquisas de iniciação de tradução e resposta ao estresse.

[Saiba mais](#)

| Parâmetro           | Valor                                                                                                       |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome do Produto     | Phospho-EIF4G1-S1108 pAb de Coelho                                                                          |
| Observações/Apelido | P220; EIF4F; EIF4G; EIF4GI; PARK18; EIF-4G1; Phospho-EIF4G1-S1108                                           |
| Espécie             | Humano                                                                                                      |
| ID do Gene (Humano) | 1981                                                                                                        |
| ID do Gene          | 1981                                                                                                        |
| Imunógeno           | Peptídeo sintético / Um peptídeo fosforilado sintético em torno de S1108 de EIF4G1 humano (NP_001278086.1). |
| Fonte               | Coelho                                                                                                      |
| Categoria           | Anticorpos Fosforilados                                                                                     |
| Aplicação           | WB, ELISA                                                                                                   |
| Reatividade Cruzada | Humano, Camundongo, Rato                                                                                    |
| SWISS               | Q04637                                                                                                      |
| Peso da Proteína    | 175kDa                                                                                                      |
| Envio               | Saco de gelo                                                                                                |