

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Phospho-Enos-S1177 Para Wb, Elisa - P29474

Número do item: CM0000985



introdução

Anticorpo policlonal de coelho específico para eNOS humano fosforilado em Ser1177. Validado para Western blot e ELISA, ideal para estudar sinalização de NO endotelial, angiogênese e regulação vascular.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo Policlonal de Coelho Anti-Phospho-eNOS-S1177
Observações/Apelido	eNOS; ECNOS; Phospho-eNOS-S1177
Espécie	Humano
ID do Gene	4846
Imunógeno	Peptídeo fosforilado sintético em torno de S1177 da eNOS humana (NP_000594.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Fosfoespecíficos
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P29474
Peso da Proteína	133 kDa
Envio	Saco de Gelo