

Phospho-Epha2-S897 Rabbit Pab Para Wb, Elisa - P29317

Número do item: CM0001185



introdução

Anticorpo policlonal de coelho específico para fosfo que detecta EPHA2 fosforilada na serina 897, validado para WB e ELISA em humanos, ratos e camundongos. Ideal para estudar a sinalização do EPHA2 em câncer, desenvolvimento e entrada viral.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Phospho-EPHA2-S897 Rabbit pAb
Observações/Apelido	ECK; CTPA; ARCC2; CTPP1; CTRCT6; Phospho-EPHA2-S897
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	1969
ID do Gene	1969
Imunógeno	Um peptídeo sintético fosforilado em torno de S897 do EPHA2 humano (NP_004422.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Fosforilados
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P29317
Peso Proteico	108kDa
Envio	Saco de gelo