


Fosfo-ErbB4/Her4-Y1284 Pab De Coelho - Q15303

Número do item: CM0000596



introdução

Anticorpo policlonal de coelho específico para fosfo contra ErbB4/HER4 na tirosina 1284, validado em WB e ELISA. Detecta ErbB4 humano, de camundongo e de rato. Ideal para estudar a sinalização de receptores de tirosina quinase no desenvolvimento e na doença.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Fosfo-ErbB4/HER4-Y1284 pAb de Coelho
Observações/Apeliido	HER4; ALS19; p180erbB4; Fosfo-ErbB4/HER4-Y1284
Espécie	Humano
ID do Gene	2066
Imunógeno	Um peptídeo sintético fosforilado em torno de Y1284 de ErbB4/HER4 humano (NP_005226.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Fosforilados
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q15303
Peso Proteico	147kDa
Envio	Saco de gelo