


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Phospho-Erk1-T202 + Erk2-T185 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P28482 / P27361

Número do item: CM0001598



introdução

Anticorpo policlonal de coelho fosfo-específico que reconhece ERK1 (fosfo T202) e ERK2 (fosfo T185). Validado para WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA em humano, rato, camundongo. Essencial para pesquisa de sinalização MAPK/ERK.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo Policlonal de Coelho Anti-Phospho-ERK1-T202 + ERK2-T185
Espécie	Humano
ID do Gene	5594 / 5595
Imunógeno	Peptídeo fosforilado sintético em torno de T202 de ERK1/ERK2 humano (NP_002737.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Fosforilados
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P28482 / P27361
Peso Proteico	38kDa/40kDa/43kDa
Envio	Em saco de gelo