


Mab De Coelho Contra Phospho-Erk1 (T202/Y204) + Erk2 (T185/Y187) Para Wb, Ihc-P, Elisa - P27361/P28482

Número do item: CM0001809



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho fosfo-específico contra ERK1 (T202/Y204) e ERK2 (T185/Y187). Validado para Western blot, IHC em parafina e ELISA em tecidos humanos, de camundongo e rato. 42/44kDa.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	mAb de coelho Phospho-ERK1-T202/Y204 + ERK2-T185/Y187
Observações/Apelido	ERK-1; ERK1; ERT2; HS44KDAP; HUMKER1A; P44ERK1; P44MAPK; PRKM3; p44-ERK1; p44-MAPK; Phospho-ERK1-T202/Y204 + ERK2-T185/Y187
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	5594/5595
GeneID	5595/5594
Imunógeno	Peptídeo Sintético: Um peptídeo fosforilado sintético ao redor de T202 & Y204 da ERK1 humana (P27361).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Fosforilados
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P27361/P28482
Peso da Proteína	42kDa/44kDa
Envio	Bolsa de gelo