


Anticorpo Policlonal De Coelho Phospho-Erk3-S189 Para Wb, Elisa - Q16659

Número do item: CM0000551



introdução

Anticorpo policlonal de coelho específico para fosfo que visa o ERK3 (MAPK6) em Ser189. Validado para aplicações de Western blot e ELISA; reage cruzadamente com amostras humanas, de camundongo e de rato. Ideal para estudos de sinalização de quinase MAP.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Phospho-ERK3-S189 Rabbit pAb
Observações/Apelido	ERK3; PRKM6; p97MAPK; HsT17250; Phospho-ERK3-S189
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	5597
ID do Gene	5597
Imunógeno	Um peptídeo fosforilado sintético em torno de S189 do ERK3 humano (NP_002739.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Fosforilados
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q16659
Peso da Proteína	83kDa
Envio	Saco com gelo