


## Anticorpo Policlonal De Coelho Phospho-Esr $\alpha$ -S167 Para Wb, If/Icc, Elisa - P03372

Número do item: CM0001921



### introdução

Anticorpo policlonal de coelho específico para fosfo que visa o Receptor de Estrogênio  $\alpha$  (ER $\alpha$ /ESR1) na fosforilação Ser167. Validado para WB, IF/ICC, ELISA; reage com humano. Adequado para estudar sinalização de estrogênio, biologia do câncer e vias de receptores nucleares.

[Saiba mais](#)

| Parâmetro           | Valor                                                                                                                             |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome do Produto     | Phospho-ESR $\alpha$ -S167 Rabbit pAb                                                                                             |
| Observações/Apelido | ER; ESR; Era; ESRA; ESTRR; NR3A1; Phospho-ESR $\alpha$ -S167                                                                      |
| Espécies            | Humano                                                                                                                            |
| GeneID (Humano)     | 2099                                                                                                                              |
| GeneID              | 2099                                                                                                                              |
| Imunógeno           | Peptídeo sintético Um peptídeo sintético fosforilado ao redor de S167 do receptor de estrogênio alfa humano (ESR1) (NP_000116.2). |
| Fonte               | Coelho                                                                                                                            |
| Categoria           | Anticorpos Fosforilados                                                                                                           |
| Aplicação           | WB, IF/ICC, ELISA                                                                                                                 |
| Reatividade Cruzada | Humano                                                                                                                            |
| SWISS               | P03372                                                                                                                            |
| Peso da Proteína    | 66kDa                                                                                                                             |
| Envio               | Saco de gelo                                                                                                                      |