


Anticorpo Policlonal De Coelho Fosfo-Ezh2/Kmt6 (T311) Para Wb, Elisa - Q15910

Número do item: CM0001206



introdução

Anticorpo policlonal de coelho fosfo-específico que detecta EZH2 fosforilado na Thr311. Validado para WB e ELISA, adequado para pesquisa epigenética, de cromatina e câncer. Reage cruzadamente com rato.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo pAb de Coelho Fosfo-EZH2/KMT6-T311
Observações/Apelido	WVS; ENX1; KMT6; WVS2; ENX-1; EZH2b; KMT6A; Fosfo-EZH2/KMT6-T311
Espécie	Humano
GeneID (humano)	2146
GeneID	2146
Imunógeno	Peptídeo sintético - Um peptídeo sintético fosforilado em torno da T311 do EZH2/KMT6 humano (NP_001190176.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Fosforilados
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Rato
SWISS	Q15910
Peso Proteico	85kDa
Envio	Saco de gelo