


Fosfo-Ezrina-T567 Pab De Coelho Para Wb - P15311

Número do item: CM0001107



introdução

Anticorpo policlonal de coelho específico para fosforilação, direcionado à ezrina humana na treonina 567. Validado para Western blot (WB) em humanos, camundongos e ratos. Adequado para investigar a dinâmica do citoesqueleto, adesão celular e interações membrana-citoesqueleto.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Fosfo-Ezrina-T567 pAb de Coelho
Observações/Apelido	CVL; CVIL; VIL2; HEL-S-105; Fosfo-Ezrina-T567
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	7430
GeneID	7430
Imunógeno	Peptídeo sintético: Um peptídeo específico de fosforilação correspondente aos resíduos circundantes ao T567 da ezrina humana
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Fosforilados
Aplicação	WB
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P15311
Peso da Proteína	69kDa
Envio	Saco com gelo