


Pab De Coelho Contra Phospho-Ezrina-Thr567/Radixina-Thr564/Moesina-Thr558 Para Wb E Elisa - P15311 / P35241 / P26038

Número do item: CM0001006



introdução

Anticorpo policlonal de coelho fosfoespecífico que detecta Ezrina (Thr567), Radixina (Thr564) e Moesina (Thr558) para ensaios de WB e ELISA em amostras humanas. Ideal para estudos de interações citoesqueleto-membrana e sinalização celular.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	pAb de coelho contra Phospho-Ezrina-Thr567/Radixina-Thr564/Moesina-Thr558
Observações/Apelidos	CVL; CVIL; VIL2; HEL-S-105; DFNB24; HEL70; IMD50; Phospho-Ezrin-Thr567/Radixin-Thr564/Moesin-Thr558
Espécie	Humano
GenelD (Humano)	7430/5962/4478
Imunógeno	Um peptídeo fosforilado sintético ao redor de T567 da Ezrina/Radixina/Moesina humana (NP_003370.2)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Fosforilados
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P15311/P35241/P26038
Peso da Proteína	23-71 kDa
Envio	Bolsa de gelo