


Phospho-Ezrina-Y353 Pab De Coelho Para Wb E Elisa - P15311

Número do item: CM0001093



introdução

Anticorpo policlonal de coelho fosfo-específico direcionado à Ezrina humana fosforilada em Y353 (SWISS P15311), validado para aplicações de Western blot e ELISA, ideal para estudos de citoesqueleto e polaridade celular.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Phospho-Ezrina-Y353 pAb de coelho
Observações/Apelido	CVL; CVIL; VIL2; HEL-S-105; Phospho-Ezrina-Y353
Espécie	Humana
GeneID (humano)	7430
GeneID	7430
Imunógeno	Um peptídeo fosforilado sintético ao redor de Y353 da Ezrina humana (NP_003370.2).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Fosforilados
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humana
SWISS	P15311
Peso da Proteína	69 kDa
Transporte	Bolsa de gelo