


Phospho-Fadd-S194 Anticorpo Policlonal De Coelho Para Wb, Elisa - Q13158

Número do item: CM0000516



introdução

Anticorpo policlonal de coelho fosfo-específico direcionado ao FADD humano fosforilado em S194, validado para Western blot e ELISA. Ideal para aplicações de pesquisa em apoptose e imunidade inata.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Phospho-FADD-S194 Anticorpo Policlonal de Coelho (pAb)
Observações/Apelido	GIG3; IMD90; MORT1; Phospho-FADD-S194
Espécie	Humano
GeneID (humano)	8772
GeneID	8772
Imunógeno	Peptídeo Sintético Um peptídeo sintético fosforilado em torno de S194 do FADD humano (NP_003815.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Fosforilados
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	Q13158
Peso Proteico	23kDa
Envio	Saco de Gelo