

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Fosfo-Fak-Y397 Para Wb E Elisa - Q05397

Número do item: CM0000863



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho específico para fosforilação contra FAK fosforilado em Y397, validado para aplicações de Western blot e ELISA em amostras humanas. Ideal para estudar sinalização por integrinas, migração celular e dinâmica de adesões focais.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo Monoclonal de Coelho Anti-Fosfo-FAK-Y397
Observações/Apelido	FAK; FADK; FAK1; FRNK; FADK 1; PPP1R71; p125FAK; pp125FAK; Fosfo-FAK-Y397
Espécie	Humano
ID do Gene	5747
Imunógeno	Um peptídeo fosforilado sintético em torno de Y397 do FAK humano (NP_722560.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Fosforilados
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	Q05397
Peso Molecular da Proteína	119kDa
Envio	Em saco de gelo