


Anticorpo Policlonal De Coelho Phospho-Fak-Y397 Para Wb, Elisa - Q05397

Número do item: CM0001945



introdução

Anticorpo policlonal de coelho específico para fosfo que visa a FAK fosforilada em Tyr397. Validado para WB e ELISA em amostras humanas, de camundongo e rato. Ideal para estudar sinalização de integrina e migração celular.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Phospho-FAK-Y397 Rabbit pAb
Observações/Apelido	FAK; FADK; FAK1; FRNK; FADK 1; PPP1R71; p125FAK; pp125FAK; Phospho-FAK-Y397
Espécie	Humano
GeneID (humano)	5747
GeneID	5747
Imunógeno	Peptídeo sintético
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Fosforilados
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q05397
Peso Proteico	119kDa
Envio	Saco de gelo