


Anticorpo Policlonal De Coelho Phospho-Fak-Y576/577 Para Wb, Elisa - Q05397

Número do item: CM0001959



introdução

Anticorpo policlonal de coelho específico para fosfo que visa o FAK (fosforilado em Tyr576/577) para aplicações de Western blot e ELISA em amostras humanas. Útil para estudar sinalização de integrinas, migração celular e adesão.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Phospho-FAK-Y576/577 Rabbit pAb
Observações/Apelido	FAK; FADK; FAK1; FRNK; FADK 1; PPP1R71; p125FAK; pp125FAK; Phospho-FAK-Y576/577
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	5747
ID do Gene	5747
Imunogénio	Peptídeo sintético; Um peptídeo sintético fosforilado em torno de Y576 & Y577 do PTK2 humano (NP_722560.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Fosforilados
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	Q05397
Peso da Proteína	119kDa
Envio	Saco de gelo