

Pab De Coelho Anti-Fosfo-Fgfr3-Y724 - P22607

Número do item: CM0001115



introdução

Anticorpo policlonal de coelho específico para FGFR3 fosforilado (Tyr724). Validado para WB e ELISA em amostras humanas e de camundongo. Ideal para estudar a sinalização de FGFR3 no desenvolvimento esquelético e no câncer.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	pAb de Coelho Anti-Fosfo-FGFR3-Y724
Observações/Alias	ACH; CEK2; JTK4; CD333; HSGFR3EX; Fosfo-FGFR3-Y724
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	2261
GeneID	2261
Imunógeno	Peptídeo sintético
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Fosforilados
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	P22607
Peso da Proteína	88kDa
Envio	Bolsa de gelo