

Pab De Coelho Contra Filamina A-Fosforilada S2152 Para Wb, Elisa - P21333

Número do item: CM0001772



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra Filamina A-Fosforilada S2152 validado para WB e ELISA contra Filamina A (281 kDa) de humano, camundongo e rato. Ideal para pesquisa citoesqueleto de actina, sinalização e doenças.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	pAb de Coelho contra Filamina A-Fosforilada S2152
Observações/Apelidos	FLN; FMD; MNS; OPD; ABPX; CSBS; CVD1; FGS2; FLN1; NHBP; OPD1; OPD2; XLVD; XMVD; FLN-A; ABP-280; Phospho-Filamin A-S2152
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	2316
Imunógeno	Peptídeo sintético
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Fosforilados
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P21333
Peso Proteico	281 kDa
Envio	Bolsa de gelo