

Anticorpo Policlonal De Coelho Fosfo-Foxo1-S319 Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q12778

Número do item: CM0000813



introdução

Anticorpo policlonal de coelho fosfo-específico direcionado à fosforilação na Ser319 do FOXO1 humano (ID do Gene: 2308). Validado para WB, IHC-P, ELISA. Reage cruzadamente com camundongo e rato. Ideal para estudar sinalização de insulina e apoptose.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo pAb de Coelho Fosfo-FOXO1-S319
Observações/Apêndice	FKH1; FKHR; FOXO1A; Fosfo-FOXO1-S319
Espécie	Humano
GeneID (humano)	2308
GeneID	2308
Imunôgênio	Peptídeo Sintético: Um peptídeo fosforilado sintético em torno da S319 do FOXO1 humano (NP_002006.2).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Fosforilados
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q12778
Peso Proteico	70kDa
Envio	Em saco de gelo