

## Anticorpo Policlonal De Coelho Phospho-Foxo3A-S253 Para Wb, Ihc-P, Elisa - O43524

Número do item: CM0000803



### introdução

Anticorpo policlonal de coelho fosfo-específico contra FOXO3A (fosfo-Ser253). Validado para WB, IHC-P, ELISA. Detecta humano, rato, rato. Ideal para estudos de apoptose, autofagia e regulação da transcrição.

[Saiba mais](#)

| Parâmetro           | Valor                                                           |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Nome do Produto     | Anticorpo policlonal de coelho Phospho-FOXO3A-S253              |
| Observações/Apelido | FOXO2; AF6q21; FKHL1; FOXO3A; FKHL1P2; Phospho-FOXO3A-S253      |
| Espécie             | Humano                                                          |
| GeneID (Humano)     | 2309                                                            |
| GeneID              | 2309                                                            |
| Imunogénio          | Péptido fosforilado sintético em torno de S253 do FOXO3A humano |
| Origem              | Coelho                                                          |
| Categoria           | Anticorpos Fosforilados                                         |
| Aplicação           | WB, IHC-P, ELISA                                                |
| Reatividade Cruzada | Humano, Rato, Rato                                              |
| SWISS               | O43524                                                          |
| Peso Proteico       | 71kDa                                                           |
| Envio               | Saco de gelo                                                    |