

Anticorpo Policlonal De Coelho Fosfo-Foxo3A-S425 Para Wb, Ihc-P, Elisa - O43524

Número do item: CM0001987



introdução

Anticorpo policlonal de coelho fosfo-específico direcionado à fosforilação de FOXO3A na Ser425. Validado para WB, IHC-P, ELISA com reatividade cruzada para humano, rato, camundongo. Suporta pesquisa em apoptose e autofagia.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo pAb de Coelho Fosfo-FOXO3A-S425
Observações/Apelido	FOXO2; AF6q21; FKHL1; FOXO3A; FKHL1P2; Fosfo-FOXO3A-S425
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	2309
GeneID	2309
Imunógeno	Peptídeo sintético Um peptídeo fosforilado sintético em torno da S425 do FOXO3A humano (NP_001446.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Fosforilados
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	O43524
Peso Molecular da Proteína	71kDa
Envio	Saco de Gelo