

Anticorpo Policlonal De Coelho Fosfo-Foxo4-S197 Para Wb, If/Icc, Elisa - P98177

Número do item: CM0000925



introdução

Anticorpo Policlonal de Coelho Fosfo-FOXO4 (S197) validado para WB, IF/ICC, ELISA. Detecta FOXO4 humano, de rato e camundongo fosforilado em Ser197. Ideal para estudos de sinalização de insulina, ciclo celular e transcrição.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo pAb de Coelho Fosfo-FOXO4-S197
Observações/Apêndice	AFX; AFX1; MLLT7; Fosfo-FOXO4-S197
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	4303
GeneID	4303
Imunógeno	Um peptídeo fosforilado sintético em torno de S197 do FOXO4 humano (NP_005929.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Fosforilados
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P98177
Peso Proteico	54kDa
Envio	Em saco de gelo