

Anticorpo Policlonal De Coelho Phospho-Gab1 (Tyr659) Para Wb, Elisa - Q13480

Número do item: CM0001009



introdução

Anticorpo policlonal de coelho que detecta GAB1 fosforilado na tirosina 659. Validado para Western blot (WB) e ELISA; reage com humano e camundongo. Ideal para estudos de vias de sinalização envolvendo EGFR, INSR e MET/HGF. Peso molecular ~77 kDa.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Especificação
Nome do Produto	Phospho-GAB1-Y659 Rabbit pAb
Observações/Apelido	DFNB26; Phospho-GAB1-Y659
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	2549
ID do Gene	2549
Imunógeno	Peptídeo sintético Um peptídeo sintético fosforilado em torno de Y659 de GAB1 humano (NP_002030.2).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Fosforilados
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	Q13480
Peso da Proteína	77kDa
Envio	Saco de gelo