


Anticorpo Policlonal De Coelho Fosfo-Gata1-S310 Para Wb, Elisa - P15976

Número do item: CM0001605



introdução

Anticorpo policlonal de coelho Fosfo-GATA1-S310 validado para Western blot e ELISA. Reage com GATA1 humano, de rato e de camundongo fosforilado na Ser310. Adequado para pesquisa em desenvolvimento eritróide e regulação da transcrição.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo Policlonal de Coelho Fosfo-GATA1-S310
Observações/Apelido	GF1, GF-1, NFE1, XLTT, ERYF1, NF-E1, XLANP, XLTDA, GATA-1, HAEADA, Fosfo-GATA1-S310
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	2623
GeneID	2623
Imunógeno	Peptídeo sintético Um peptídeo fosfo-específico correspondente aos resíduos ao redor da S310 do GATA1 humano
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Fosforilados
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P15976
Peso Proteico	43kDa
Envio	Em saco de gelo