


Anticorpo Policlonico De Coelho Phospho-GluR1/Gria1 (S836) Para Wb - P42261

Número do item: CM0001100



introdução

Anticorpo policlonico de coelho fosfo-específico direcionado a GluR1/GRIA1 na serina 836. Desenvolvido para detecção por Western blot da subunidade do receptor AMPA de humano, camundongo e rato. Ideal para pesquisa em neurociência e plasticidade sináptica.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Phospho-GluR1/GRIA1-S836 Rabbit pAb
Observações/Alias	GLUH1; GLUR1; GLURA; GluA1; HBGR1; MRD67; MRT76; Phospho-GluR1/GRIA1-S836
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	2890
Imunógeno	Peptídeo sintético: Um peptídeo fosfo-específico correspondente aos resíduos ao redor de S836 do GluR1/GRIA1 humano
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Fosforilados
Aplicação	WB
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P42261
Peso da Proteína	102kDa
Envio	Bolsa de gelo