

Phospho-GluR2/Gria2-S880 Coelho Pab Para Wb - P42262

Número do item: CM0001796



introdução

Anticorpo policlonal de coelho fosfo-específico direcionado a GluR2/GRIA2 na Ser880. Validado para WB com reatividade cruzada em humano, camundongo e rato. Adequado para pesquisa em neurociência sobre sinalização de receptores AMPA e plasticidade sináptica.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Phospho-GluR2/GRIA2-S880 Coelho pAb
Observações/Alíase	GLUR2; GLURB; GluA2; HBGR2; NEDLIB; gluR-2; gluR-B; GluR-K2; Phospho-GluR2/GRIA2-S880
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	2891
GeneID	2891
Imunógeno	Um peptídeo fosfo-específico correspondente aos resíduos ao redor de S880 do GluR2/GRIA2 humano
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Fosforilados
Aplicação	WB
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P42262
Peso Proteico	99kDa
Envio	Bolsa de gelo