


Pab De Coelho Phospho-Grin2B-Y1474 Para Wb, Elisa - Q13224

Número do item: CM0000802



introdução

O anticorpo policlonal de coelho Phospho-GRIN2B-Y1474 detecta a subunidade fosforilada do receptor NMDA NR2B em Y1474 em amostras humanas, de camundongo e rato. Validado para WB e ELISA, este anticorpo apoia a pesquisa em neurociência sobre plasticidade sináptica e excitotoxicidade.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Phospho-GRIN2B-Y1474 Rabbit pAb
Observações/Apelido	NR3; MRD6; NR2B; hNR3; DEE27; EIEE27; GluN2B; NMDAR2B; Phospho-GRIN2B-Y1474
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	2904
ID do Gene	2904
Imunógeno	Um peptídeo fosforilado sintético ao redor de Y1474 do GRIN2B humano (NP_000825.2)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Fosforilados
Aplicação	WB, ELISA
Reação Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q13224
Peso Proteico	166kDa
Envio	Bolsa de gelo