

Anticorpo Policlonal De Coelho Fosfo-Grin2B-Y1474 Para Wb, Elisa - Q13224

Número do item: CM0001029



introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado à GRIN2B fosforilada em Y1474. Validado para WB e ELISA com amostras humanas. Útil para estudar sinalização do receptor NMDA, plasticidade sináptica e distúrbios neurológicos.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo pAb de Coelho Fosfo-GRIN2B-Y1474
Observações/Apelido	NR3, MRD6, NR2B, hNR3, DEE27, EIEE27, GluN2B, NMDAR2B, Fosfo-GRIN2B-Y1474
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	2904
GeneID	2904
Imunógeno	Peptídeo sintético - Um peptídeo fosforilado sintético em torno de Y1474 da GRIN2B humana (NP_000825.2).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Fosforilados
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	Q13224
Peso Proteico	166kDa
Transporte	Saco de gelo