


Mab De Coelho Contra Phospho-Gsk3A-S21+Gsk3B-S9 Para Wb, Elisa - P49840/P49841

Número do item: CM0001729



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho fosfo-específico contra GSK3 α (S21) e GSK3 β (S9). Validado para WB e ELISA com reatividade cruzada a camundongo. Ideal para pesquisa de sinalização Wnt, resistência à insulina e Alzheimer.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Phospho-GSK3 α -S21+GSK3 β -S9 Rabbit mAb
Observações/Apelido	GSK3 β ; GSK 3 beta; GSK3A; GSK 3 alpha; Phospho-GSK3 α -S21+GSK3 β -S9
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	2931/2932
GeneID	2931/2932
Imunógeno	Peptídeo sintético, peptídeo fosforilado sintético ao redor de S21&S9 da GSK3 α /GSK3 β humana (NP_063937.2/NP_002084.2).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Fosforilados
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Camundongo
SWISS	P49840/P49841
Peso da Proteína	51kDa/46kDa
Envio	Bolsa de gelo