


Mab De Coelho Contra Phospho-Gsk3B-S9 Para Wb, Ihq-P, Elisa - P49841

Número do item: CM0001592



introdução

mAb de Coelho contra Phospho-GSK3 β -S9 (P49841) para Western blot, IHC-P, ELISA. Detecta GSK3 β humano fosforilado na Ser9. Ideal para estudos de sinalização Wnt, resistência à insulina e doença de Alzheimer.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	mAb de Coelho contra Phospho-GSK3 β -S9
Observações/Alias	GSK3B; gsk-3 β ; Phospho-GSK3 β -S9
Espécie	Humana
GeneID (humano)	2932
GeneID	2932
Imunógeno	Peptídeo Sintético: Um peptídeo fosforilado sintético ao redor da S9 da GSK3 beta humana (P49841)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Fosforilados
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humana
SWISS	P49841
Peso Proteico	47 kDa
Envio	Bolsa de gelo