


Phospho-Gsk3B-S9 Rabbit Pab - P49841

Número do item: CM0000590



introdução

Anticorpo policlonal de coelho que visa o Ser9 fosforilado do GSK3 β humano, validado para WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA com reatividade cruzada para camundongo e rato. Ideal para estudar a sinalização Wnt e a doença de Alzheimer.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Phospho-GSK3 β -S9 Rabbit pAb
Observações/Apelido	GSK3B; gsk-3 β ; Phospho-GSK3 β -S9
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	2932
ID do Gene	2932
Imunógeno	Peptídeo sintético
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Fosforilados
Aplicação	WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P49841
Peso da Proteína	47kDa
Envio	Saco de gelo