


Anticorpo Monoclonal De Coelho Phospho-Gsk3B-Y216 + Gsk3A-Y279 Para Wb, Elisa - P49840/P49841

Número do item: CM0001346



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho específico para fosfo que detecta GSK3β fosforilada em Y216 e GSK3α fosforilada em Y279. Validado para Western blot e ELISA, mostrando reatividade cruzada com camundongo. Ideal para pesquisas sobre metabolismo de glicose, sinalização Wnt e doença de Alzheimer.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Phospho-GSK3β-Y216 + GSK3α-Y279 mAb de Coelho
Observações/Apelido	GSK3B; GSK 3 beta; GSK3A; GSK 3 alpha; Phospho-GSK3α-S21+GSK3β-S9
Espécies	Humano
GeneID (Humano)	2931/2932
GeneID	2931/2932
Imunógeno	Peptídeo sintético Um peptídeo sintético fosforilado em torno de Y216&Y279 de GSK3β/GSK3α humano (NP_063937.2).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Fosforilados
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Camundongo
SWISS	P49840/P49841
Peso da Proteína	51kDa/46kDa
Envio	Saco com gelo