

Anticorpo Policlonal De Coelho Fosfo-Gsk3B-Y216 + Gsk3A-Y279 - P49840 / P49841

Número do item: CM0001003



introdução

Anticorpo policlonal de coelho fosfo-específico que reconhece GSK3 β -Y216 e GSK3 α -Y279, adequado para WB, IHC-P e ELISA em amostras humanas, de camundongo e rato. Ideal para estudos sobre sinalização de insulina, via Wnt e doença de Alzheimer.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo Policlonal de Coelho Fosfo-GSK3 β -Y216 + GSK3 α -Y279
Observações/Apelido	GSK3B; gsk-3 β ; Fosfo-GSK3 β -Y216 + GSK3 α -Y279
Espécie	Humano
ID do Gene	2931 / 2932
Imunógeno	Peptídeo fosforilado sintético em torno de Y216/Y279 de GSK3 β /GSK3 α humano
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Fosforilados
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P49840 / P49841
Peso Proteico	47kDa
Envio	Em bolsa de gelo