

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Fosfo-Hdac4-S246/Hdac5-S259/Hdac9-S220 Para Wb, Ihc-P, Elisa - P56524 / Q9Uql6 / Q9Ukv0

Número do item: CM0000428



introdução

Anticorpo policlonal de coelho específico para fosforilação que detecta HDAC4 (S246), HDAC5 (S259) e HDAC9 (S220) para WB, IHC-P, ELISA. Reage com humano, camundongo, rato. Adequado para estudos de regulação da cromatina e transcrição.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo pAb de Coelho Anti-Fosfo-HDAC4-S246/HDAC5-S259/HDAC9-S220
Observações/Apêndice	HDAC4/HDAC5/HDAC9; Fosfo-HDAC4-S246/HDAC5-S259/HDAC9-S220
Espécie	Humano
GeneID (humano)	9759/10014/9734
GeneID	9759/10014/9734
Imunógeno	Peptídeo sintético Um peptídeo específico para fosforilação correspondente aos resíduos ao redor de S246 da HDAC4 humana
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Fosforilados
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P56524/Q9UQL6/Q9UKV0
Peso Proteico	57-65kDa/97-122kDa
Envio	Bolsa de Gelo