

Anticorpo Monoclonal De Coelho Phospho-Hdac4-S632 Para Wb E Elisa - P56524

Número do item: CM0001615



introdução

O mAb de Coelho Phospho-HDAC4-S632 é um anticorpo específico para fosforilação, desenhado para aplicações de Western blot (WB) e ELISA. Detecta HDAC4 humano fosforilado na serina 632, apoiando pesquisas de epigenética e regulação transcricional.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	mAb de Coelho Phospho-HDAC4-S632
Observações/Apelido	HD4; AHO3; BDMR; HDACA; HA6116; HDAC-4; HDAC-A; NEDCHF; NEDCHID; Phospho-HDAC4-S632
Espécie	Humano
GeneID	9759
Imunogénio	Um peptídeo sintético fosforilado em torno de S632 de Phospho-HDAC4-S632 humano (NP_006028.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Fosforilados
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P56524
Peso da Proteína	119kDa
Envio	Saco de gelo