


Anticorpo Policlonado De Coelho Phospho-Hdac4-S632 Para Wb - P56524

Número do item: CM0000786



introdução

O Anticorpo Policlonado de Coelho Phospho-HDAC4-S632 detecta níveis endógenos de HDAC4 fosforilado na serina 632. Validado para Western blot em amostras humanas, de camundongo e de rato. Ideal para pesquisa em cromatina e epigenética.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Phospho-HDAC4-S632 Rabbit pAb
Observações/Apelido	HD4; AHO3; BDMR; HDACA; HA6116; HDAC-4; HDAC-A; NEDCHF; NEDCHID; Phospho-HDAC4-S632
Espécie	Humana
GeneID (humano)	9759
GeneID	9759
Imunógeno	Peptídeo sintético
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Fosforilados
Aplicação	WB
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P56524
Peso da Proteína	119kDa
Envio	Bolsa de gelo