

Anticorpo Policlonal De Coelho Phospho-Hdac5-S498 Para Wb E Elisa - Q9Uql6

Número do item: CM0001466



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra HDAC5 (S498) fosforilado para aplicações de Western blot e ELISA. Reage com HDAC5 de humano, camundongo e rato. Adequado para pesquisa em regulação epigenética, remodelação da cromatina e repressão transcricional.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Phospho-HDAC5-S498 Rabbit pAb
Observações/Alias	HD5, NY-CO-9, Phospho-HDAC5-S498
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	10014
ID do Gene	10014
Imunôgeno	Um peptídeo fosforilado sintético ao redor da região S498 do HDAC5 humano (NP_005465.2)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Fosforilados
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q9UQL6
Peso Proteico	122kDa
Envio	Bolsa de gelo