


Phospho-Hdac8-S39 Pab De Coelho - Q9By41

Número do item: CM0000900



introdução

Anticorpo policlonal de coelho específico para fosforilação que visa o HDAC8 em Ser39. Validado para IF/ICC em amostras humanas; detecta a histona desacetilase 8 envolvida na remodelagem da cromatina e repressão transcricional.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Phospho-HDAC8-S39 Rabbit pAb
Observações/Apelido	HD8; WTS; RPD3; CDA07; CDLS5; KDAC8; MRXS6; HDACL1; Phospho-HDAC8-S39
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	55869
ID do Gene	55869
Imunogénio	Peptídeo sintético; Um peptídeo específico de fosforilação correspondente aos resíduos circundantes ao S39 do HDAC8 humano
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Fosforilados
Aplicação	IF/ICC
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	Q9BY41
Peso Proteico	42kDa
Envio	Saco de gelo