


Mab De Coelho Anti-Phospho-Her2/ErbB2-Y1139 Para Wb E Elisa - P04626

Número do item: CM0001343



introdução

Anticorpo Monoclonal de Coelho Anti-Phospho-HER2/ErbB2-Y1139, validado para WB e ELISA, detecta especificamente o HER2 humano fosforilado na tirosina 1139. Adequado para investigação de vias de sinalização do HER2 em pesquisa oncológica.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	mAb de Coelho Anti-Phospho-HER2/ErbB2-Y1139
Observações/Alíase	NEU; NGL; HER2; TKR1; CD340; HER-2; VSCN2; MLN 19; MLN-19; c-ERB2; c-ERB-2; HER-2/neu; p185(erbB2); Phospho-HER2/ErbB2-Y1139
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	2064
GeneID	2064
Imunógeno	Péptido Sintético Um péptido fosforilado sintético ao redor da tirosina 1139 do ErbB2 humano (P04626).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Fosforilados
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P04626
Peso da Proteína	138kDa
Envio	Bolsa de gelo