


## Fosfo-Histona H2Ax-S139 Mab De Coelho Para Wb, Ip, If/Icc, Elisa - P16104

Número do item: CM0000817



### introdução

Anticorpo monoclonal de coelho que visa a Ser139 fosforilada da Histona H2AX (H2A.X). Validado para WB, IP, IF/ICC e ELISA com reatividade cruzada em humano, camundongo e rato. Ideal para pesquisa de dano e reparo de DNA.

[Saiba mais](#)

| Parâmetro           | Valor                                                                                                         |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome do Produto     | Fosfo-Histona H2AX-S139 mAb de Coelho                                                                         |
| Observações/Apelido | H2A.X; H2A/X; H2AFX                                                                                           |
| Espécie             | Humano                                                                                                        |
| ID do Gene (Humano) | 3014                                                                                                          |
| ID do Gene          | 3014                                                                                                          |
| Imunógeno           | Peptídeo sintético   Um peptídeo fosforilado sintético em torno da S139 da Histona H2AX humana (NP_002096.1). |
| Fonte               | Coelho                                                                                                        |
| Categoria           | Anticorpos Fosforilados                                                                                       |
| Aplicação           | WB, IP, IF/ICC, ELISA                                                                                         |
| Reatividade Cruzada | Humano, Camundongo, Rato                                                                                      |
| SWISS               | P16104                                                                                                        |
| Peso Proteico       | 15 kDa                                                                                                        |
| Envio               | Saco de gelo                                                                                                  |