


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Phospho-Histona H2Ax-S139 Para Wb, If/Icc, Ihc-P, Elisa - P16104

Número do item: CM0000512



introdução

O Anticorpo Policlonal de Coelho Anti-Phospho-Histona H2AX-S139 detecta alvos humanos, de rato e de rato. Projetado para estudos de dano no DNA, reparo e ciclo celular via WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA. Anticorpo de grau de pesquisa.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo Policlonal de Coelho Anti-Phospho-Histona H2AX-S139
Observações/Apelido	H2A.X; H2A/X; H2AFX; Phospho-Histona H2AX-S139
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	H2A
GeneID	3014
Imunógeno	Peptídeo sintético: Um peptídeo fosforilado sintético em torno de S139 da Histona H2AX humana (NP_002096.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Fosforilados
Aplicação	WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Rato, Rato
SWISS	P16104
Peso Molecular da Proteína	15 kDa
Envio	Saco de gelo