


Mab De Coelho Phospho-Histona H3-S10 Para Wb, Ihc-P, Ip, Db, Elisa - Q16695 / P68431

Número do item: CM0000771



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho Phospho-Histona H3 (Ser10) de alta especificidade validado para WB, IHC-P, IP, DB e ELISA. Reage com a histona H3 de humano, camundongo e rato; ideal para estudos epigenéticos e de sinalização celular.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Phospho-Histona H3-S10 mAb de coelho
Observações/Alíase	H3/A; H3C2; H3C3; H3C4; H3C6; H3C7; H3C8; H3FA; H3C10; H3C11; H3C12; HIST1H3A; H3t; H3.4; H3/g; H3FT; H3C16; HIST3H3
Espécie	Humano
GeneID (humano)	8290/8350
GeneID	8290/8350
Imunógeno	Peptídeo sintético
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Fosforilados
Aplicação	WB, IHC-P, IP, DB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato, Outro (Ampla Gama Prevista)
SWISS	Q16695/P68431
Peso da Proteína	15 kDa
Envio	Bolsa de gelo