


Fosfo-Histona H3-S10/T11 Pab De Coelho - Q16695 / P68431

Número do item: CM0001434



introdução

Anticorpo policlonal de coelho específico para fosfo, detectando Histona H3 fosforilada em Ser10 e Thr11. Validado para WB, IHC-P, IF/ICC e ELISA. Reage com humano, camundongo, rato e ampla gama prevista. Adequado para estudos de dinâmica da cromatina e ciclo celular.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Fosfo-Histona H3-S10/T11 pAb de Coelho
Observações/Apelido	H3/A; H3C2; H3C3; H3C4; H3C6; H3C7; H3C8; H3FA; H3C10; H3C11; H3C12; HIST1H3A; Fosfo-Histona H3-S10/T11
Espécie	Humano
GeneID (humano)	H3
GeneID	8290/8350
Imunógeno	Peptídeo Sintético Um peptídeo sintético fosforilado em torno de S10 & T11 da Histona H3 humana (NP_003520.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Fosforilados
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato, Outro (Ampla Gama Prevista)
SWISS	Q16695/P68431
Peso da Proteína	15kDa
Envio	Saco com gelo