


Fosfo-Histona H3 (Ser28) Anticorpo Policlonal De Coelho Para Wb, If/Icc, Elisa - Q16695 / P68431

Número do item: CM0001437



introdução

Anticorpo policlonal de coelho específico para fosfo, direcionado à Histona H3 fosforilada em Ser28, adequado para WB, IF/ICC e ELISA. Detecta H3 humano, de camundongo e de rato com ampla reatividade cruzada prevista. Ideal para pesquisas sobre cromatina, ciclo celular e epigenética.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Fosfo-Histona H3-S28 pAb de Coelho
Observações/Apelido	H3/A; H3C2; H3C3; H3C4; H3C6; H3C7; H3C8; H3FA; H3C10; H3C11; H3C12; HIST1H3A; Fosfo-Histona H3-S28
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	H3
ID do Gene	8290/8350
Imunógeno	Peptídeo Sintético: Um peptídeo fosforilado sintético ao redor de S28 da Histona H3 humana (NP_003520.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Fosforilados
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato, Outro (Faixa Ampla Prevista)
SWISS	Q16695/P68431
Peso da Proteína	15 kDa
Envio	Saco com gelo